

修改内容清单-2026-01-14


一、系统管理-系统设置：

1. 系统参数：

- a) “用户无操作超过设定时间后将自动退出登录”改为“超出设定时间未操作，账号将自动登出”
- b) 设定时间没有单位，加入单位“分钟”
- c) “开启后密码必须包含大小写字母、数字和特殊字符，长度至少 8 位”这句话描述的和实际不符，改为“功能开启后，需依照规则设定密码”

2. 用户管理：

- a) “用户管理”有两个，合并在一起



- b) 新建用户时，密码不需要填入，系统随机生成一个密码，用户第一次登录时系统强制要求修改密码
- c) 每 90 天系统强制要求修改密码
- d) 编辑用户时需填写理由，并输入用户名密码才能保存
- e) 删除用户时需填写理由，并输入用户名密码才能保存
- f) 用户不能自己禁用自己

3. 角色管理：

- a) 编辑角色时需填写理由，并输入用户名密码才能保存
- b) 删除角色时需填写理由，并输入用户名密码才能保存

二、全局参数：

1. “管理系统中的组织信息和样本类型配置”这句话删除

2. 组织管理：

- a) “操作”改为图标用途，如“编辑”，“删除”
- b) 编辑组织时需填写理由，并输入用户名密码才能保存
- c) 删除组织时需填写理由，并输入用户名密码才能保存

组织名称	类型	地址	联系人	联系电话	邮箱	操作
上海徐汇区中心医院	临床机构	上海市徐汇区	王主任	021-11111111	clinical@xhch.com	 

3. 组织管理-管理组织类型：
- a) “类型值”和“排序”取消
 - b) 编辑和删除组织类型时需要填入理由，并输入用户名密码才能保存
 - c) “创建时间”无需显示

clinical	临床机构	2	系统	2026/01/12	
123	请问请问	2	自定义	2026/01/12	 

4. 组织管理-新增组织：
- a) 编辑和删除组织时需要填入理由，并输入用户名密码才能保存
5. 临床样本配置：
- a) 删除剂量组，保留周期

● 周期 / 剂量组

必填

- b) 添加样本类型，用途，运输方式，样本状态，特殊事项
- c) 删除所有必填显示
- d) 我不需要保存很多套配置，这个配置所输入的内容是为了后面新建项目组的时候可以选，例如添加试验组的时候，周期就可以是下拉菜单，菜单里面的内容就是全局设置里面的内容（A 和 B）

已保存的配置 1 条

周期/剂量组	检测类型	正份代码	备份代码	操作
  	PK ADA Nab	  	  	 

添加试验组

配置新的试验组参数

试验组名称

如：A组、低剂量组

周期 *

输入周期

样本接收界面中，样本状态，运输方式，其实也是应该调用全局设置，全局设置里面设了什么，这里下拉菜单就显示什么

样本状态 *

请选择样本状态

请选择样本状态

冰冻

部分融化

完全融化

其它

运输方式 *

请选择运输方式

请选择运输方式

干冰

冰袋

室温

其它

6. 稳定性及质控样本配置：和临床样本配置一样的情况
7. 删除采血点配置，这个在项目中单独配置即可

三、其它

1. 时间不是北京时间???
2. 左侧任务栏，点击任何一个选项，页面自动跳到最上方，使用不方便